

EUGENOL

USO TÓPICO

FICHA TÉCNICA

Registro Sanitario No. 729-DMN-0525



Descripción del producto

Es una solución anestésica, analgésica y antiséptica, indicada para preparar cementos de obturación temporal, como eugenolato con Oxido de Zinc para alivio de dolores dentales.

Propiedades fisicoquímicas

- Color: Característico.
- Olor: Característico.
- pH: 4-6.
- Densidad: 0,80-0,95 g/cm³.

Ingredientes

Extracto de eugenol, excipientes.

Presentación

Frascos de 15 ml y 30 ml.

Vida útil

3 años.

Riesgo sanitario: II

Instrucciones de uso

En una loseta mezclar Eugenol con una parte de Oxido de Zinc USP, y con una espátula mezclar vigorosamente hasta obtener una pasta homogénea de fácil manejo.

Precauciones de uso

- Mantener bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

Condiciones de almacenamiento

- Usar elementos de protección personal para su manipulación.
- Evitar el contacto con ojos, piel y mucosas.
- En caso de contacto consultar al médico.



Mediquin
Industrias Mediquin Cia. Ltda.

☎ 02 2466 710

☎ 0984153143

✉ ventas@imediquin.com